



Biochimie

Réactifs et analyseurs

Biochemistry

Reagents and analysers



- 40 ans de savoir-faire industriel
- Représenté dans plus de 150 pays
- 24 à 36 mois de conservation pour les réactifs
- Solution complète réactifs + analyseurs

- 40 years of industrial know-how
- Represented in more than 150 countries
- 24 to 36 months shelf-life for reagents
- Complete solution reagents + analysers

Immunoturbidimétrie / *Immunoturbidimetry*

Code	Présentation <i>Packing</i>	Produit / <i>Product</i>	
22010	1 x 30 mL	HbA1c Test immunoturbidimétrique	HbA1C Turbidimetric Immunoassay
22011	1 x 60 mL		
22012	4 x 0.5 mL	HbA1c Calibrants et contrôles	HbA1c Calibrators and controls
22013	2 x 0.5 mL		
23010	1 x 50 mL	MICROALBUMINE Test immunoturbidimétrique	MICROALBUMIN Turbidimetric Immunoassay
23011	2 x 50 mL		
23012	1 x 1 mL	MICROALBUMINE Calibrants et contrôles	MICROALBUMIN Calibrators and controls
23013	5 x 1 mL		
23014	1 x 1 mL		
CRP050E	1 x 50 mL	CRP Test immunoturbidimétrique	CRP Turbidimetric Immunoassay
CRP620E	6 x 20 mL		
CRP/CAL SET51	5 x 1 mL	BIOLABO CRP Calibrants et contrôles	BIOLABO CRP Calibrators and controls
CRP/CONT L1	1 x 1 mL		
CRP/CONT H1	1 x 1 mL		
RF050E	1 x 50 mL	FACTEURS RHUMATOÏDES (RF)	RHEUMATOID FACTOR (RF)
RF520E	5 x 20 mL	Test immunoturbidimétrique	Turbidimetric Immunoassay
RF/CAL SET51	5 x 1 mL	BIOLABO RF Calibrants et contrôles	BIOLABO RF Calibrators and controls
RF/CONT1	1 x 1 mL		
ASLO050E	1 x 50 mL	ASLO Test immunoturbidimétrique	ASLO Turbidimetric Immunoassay
ASLO620E	6 x 20 mL		
ASLO/CAL SET41	4 x 1 mL	BIOLABO ASLO Calibrants et contrôles	BIOLABO ASLO Calibrators and controls
ASLO/CONT1	1 x 1 mL		

-  Utilisable sur analyseurs automatiques
-  Nouvelle solution de lavage spécifique pour l' HbA1c sur KENZA 450 TX / ISE
-  *Can be used on automated analysers*
-  *New specific washing solution for HbA1c*

KENZA ONE

Analyseur automatique de biochimie
Automated biochemistry analyser



**Nouveau !
New!**

Intelligent, compact et optimisé pour petits et moyens laboratoires
Smart, compact and optimized for small to medium laboratories.



Caractéristiques principales

- Toute méthode d'analyse
- Système Ouvert ou Fermé
- 100 tests par heure
- 23 positions réactifs (20 réfrigérées)
- Gestion STAT (Toutes les positions, à tout moment).
- 12 positions échantillons
- LED Sample Management
- Volume échantillon : 2-100 µL
Volume réactif : 3-350 µL
- Volume réactionnel : 220-350 µL
- 50 cuvettes longue-durée
- Démarrage rapide
- Bilan Digestif, Hépatique, Lipidique, Martial, Rénal, Cardiaque, etc...
- Nouveau logiciel intuitif et interactif avec accès facilité aux informations



Main features

- All analysis methods
- Open or Closed System
- 100 tests per hour
- 23 reagent positions (20 refrigerated)
- STAT Management (At any position, at any time)
- 12 sample positions
- LED Sample Management
- Sample Volume : 2-100 µL
Reagent volume : 3-350 µL
- Reaction volume : 200- 250 µL
- 50 long-life cuvettes
- Rapid start
- Analysis Panels : Digestive, Liver, Lipidic, Iron, Kidney, Cardiac, etc...
- New Intuitive & Interactive Software with easy and smart access to information



Réactifs de biochimie

Produit	Product	KENZA One	KENZA 240 TX / ISE	KENZA 450 TX / ISE	KENZA MAX / Manual Methods
ACIDE URIQUE	URIC ACID	K1501	K2501	K2501	80351 80001 87601 Ø LP80501 Ø LP80601
ALBUMINE	ALBUMIN	K1002	K2002	K2002	80002
ALCOOL	ALCOHOL				99029 99059
ALT / TGP	ALT / GPT	K1507	K2507	K4507	80027 80127 80227 80327 92027 (Color) Ø LP80507 Ø LP80607
AMMONIAC	AMMONIA				99261
AMYLASE	AMYLASE	K1523	K2523	K2523	99523 99123 99223 Ø LP99553
AST / TGO	AST / GOT	K1505	K2505	K4505	80025 80125 80225 80325 92025 (Color) Ø LP80505 Ø LP80605
BICARBONATE	BICARBONATE				99832 99852
BILIRUBINE DIRECTE	DIRECT BILIRUBIN	K1553	K2553	K4553	Ø 80553 97553 (DCA)
BILIRUBINE TOTALE	TOTAL BILIRUBIN	K1443	K2443	K4443	Ø 80443 97443 (DCA)
BILIRUBINE TOTALE ET DIRECTE	TOTAL & DIRECT BILIRUBIN				Ø 80403
C.L.F.	U.I.B.C.				97408
C.T.F.	T.I.B.C.				92308
CALCIUM Arsenazo III	CALCIUM Arsenazo III	K1004	K2004	K2004	90004 80004 (CPC)
CHLORURES	CHLORIDES	K1005	K2005	K2005	80005
CHOLESTEROL	CHOLESTEROL	K1106	K2106	K2106	80106 87656 87356 Ø LP80106 88656 99656
CHOLESTEROL-HDL	HDL-CHOLESTEROL	K1206	K2206	K4206	Ø 90206 Ø 90406 Ø 90426 86536 (PTA) 86516 (PTA)
CHOLESTEROL-LDL	LDL-CHOLESTEROL	K1416	K2416	K4416	Ø 90416 Ø 90816
CHOLINESTERASE	CHOLINESTERASE				82526



10 000 Analyseurs dans le monde
1 600 Applications pour plus de 60 Analyseurs
150 pays



Gamme Complète de Réactifs Code-barrés ! Grande stabilité, précision et fiabilité

Produit	Product	KENZA One	KENZA 240 TX / ISE	KENZA 450 TX / ISE	KENZA MAX / Manual Methods
CK-NAC	CK-NAC	K1207	K2207	K4207	92207 92307
CREATININE	CREATININE	K1107	K2107	K2107	Ø 80107
FER	IRON	K1108	K2108	K4108	80008 (SFBC) Ø 92108 (Direct)
G6-PDH	G6-PDH				97099 97089
GAMMA GT	GAMMA GT	K1110	K2110	K4110	81110 81210 81310
GLUCOSE	GLUCOSE	K1209	K2209	K2209	80009 87109 87409 16GL8 Ø LP80209 Ø LP87809
HEMOGLOBINE	HAEMOGLOBIN				92560 Ø 3502200
CK-MB	CK-MB	K1217	K2217	K4217	97217 97317
L.D.H.	L.D.H.	K1011	K2011	K4011	92011 92111 92511
LIPASE	LIPASE				99881 99891
MAGNESIUM	MAGNESIUM	K1212	K2212	K2212	87212 Ø 98212
PHOSPHATASE ACIDE	ACID PHOSPHATASE				82560 330060 (PNPP)
PHOSPHATASE ALCALINE	ALKALINE PHOSPHATASE	K1214	K2214	K4214	92214 92314
PHOSPHOLIPIDES	PHOSPHOLIPIDS				99105 99110
PHOSPHORE Inorganique	Inorganic PHOSPHORUS	K1015	K2015	K2015	Ø 80015
POTASSIUM	POTASSIUM		K2084	K2084	
PROTEINES TOTALES	TOTAL PROTEINS	K1016	K2016	K2016	80016 Ø LP87016
PROTEINES U.S.	U.S. PROTEINS		K2017	K4017	Ø 97016
SODIUM	SODIUM		K2085	K2085	
TRIGLYCERIDES	TRIGLYCERIDES	K1519	K2529	K2529	80019 87319 Ø LP80519 Ø LP80619
UREE	UREA	K1532	K2532	K4532	99032 (HL) 99132 (HL) Ø LP99532 (HL) Ø LP99632 (HL) 92032 92132 80221 (Color) 80321 (Color)

10 000 Analysers all around the world
1 600 Applications for more than 60 analysers
150 countries



Complete Range of Barcoded Reagents! Great stability, accuracy and reliability





KENZA 240TX



Analyseur automatique de biochimie - Pratique et compact

Automated biochemistry analyser - Compact and convenient



Caractéristiques principales

- Analyseur Automatique de Biochimie
- 240 tests par heure en routine
- Système ouvert – Random Access
- 60 positions réactifs – Jusqu'à 50 positions pour les échantillons, calibrants et contrôles
- 50 cuvettes de lecture réutilisables
- Station de lavage automatique
- Consommation d'eau < 2 litres par heure
- Aucune procédure de démarrage ou arrêt
- 1er résultat en moins de 2 minutes
- Plateau réactif réfrigéré 24/7
- Gestion STAT : N'importe quelle position, à tout moment
- Connexion à un LIMS
- Senseur de niveau échantillons
- Lavage continu de l'aiguille



Main features

- Automated Biochemistry Analyser
- 240 tests per hour in routine
- Open System – Random Access
- 60 reagent positions – Up to 50 positions for samples, controls and calibrators
- 50 reusable cuvettes
- Automatic washing station
- Water consumption < 2 liters per hour
- No start or stop procedure
- 1st result in less than 2 minutes
- Refrigerated reagents tray 24/7
- STAT Management : At any position, any time
- Connection to LIS
- Sample level sensor
- Continuous probe washing

KENZA MAX BioChemisTry



**Pratique et compact,
votre station de travail
complète pour la biochimie
de routine**

*Compact and convenient,
your complete
work-station for routine
biochemistry tests*



KENZA 450 TX



Analyseur automatique de biochimie - Compact et rapide
Automated biochemistry analyser - Compact and fast



Caractéristiques principales

- Analyseur Automatique de Biochimie
- 420 tests par heure en routine
- Système ouvert – Random Access
- 120 positions réactifs – Jusqu'à 98 positions pour les échantillons, calibrants et contrôles
- 50 cuvettes de lecture réutilisables
- Station de lavage automatique
- Consommation d'eau < 3 litres par heure
- Aucune procédure de démarrage ou arrêt
- 1er résultat en moins de 2 minutes 30 s
- Plateau réactif réfrigéré 24/7
- Gestion STAT : N'importe quelle position, à tout moment
- Connexion à un LIMS
- Senseur de niveau échantillons + détecteur de choc
- 2 aiguilles – Lavage intérieur et extérieur permanent



Main features

- Automated Biochemistry Analyser
- 420 tests per hour in routine
- Open System – Random Access
- 120 reagent positions - Up to 98 positions for samples, controls and calibrators
- 50 reusable cuvettes
- Automatic washing station
- Water consumption < 3 liters per hour
- No start or stop procedure
- 1st result in less than 2 minutes 30 s
- Refrigerated reagents tray 24/7
- STAT Management : At any position, any time
- Connection to LIS
- Sample level sensor + shock detector
- 2 needles – Continuous internal and external washing

KENZA MAX BioChemisTry



Caractéristiques principales

- Analyseur Semi-automatique pratique et compact
- 120 méthodes programmables – Système Ouvert
- Imprimante intégrée
- 9 positions d'incubation
- Station de travail complète
- Gestion CQ intégrée
- Micro cuve 18 µL ou cuvettes à usage unique
- Volume par test : minimum 500 µL
- De -200 à 2500 mAbs



Main features

- Convenient & compact Semi-automated analyser
- 120 programmable methods – Open System
- Built-in printer
- 9 positions incubator
- Complete working station
- Integrated QC Management
- 18 µL Flow cell or disposable cuvettes
- Volume per test : 500 µL minimum
- From -200 to 2500 mAbs



Calibrants et contrôles / *Calibrators and controls*

Code	Présentation <i>Packing</i>	Produit / <i>Product</i>	
95010	10 x 5 mL	BIOLABO EXATROL-N Taux 1	BIOLABO EXATROL-N Level 1
95011	10 x 5 mL	BIOLABO EXATROL-P Taux 2	BIOLABO EXATROL-P Level 2
95015	10 x 5 mL	BIOLABO MULTICALIBRATOR	BIOLABO MULTICALIBRATOR Multiparametric calibrator
95516	2 x 2 mL	Sérum de contrôle HDL LDL CK-MB Lipides Taux 1	Control serum HDL LDL CK-MB Lipids Level 1
95526	2 x 2 mL	Sérum de contrôle HDL LDL CK-MB Lipides Taux 2	Control serum HDL LDL CK-MB Lipids Level 2
95506	2 x 2 mL	CALIBRATEUR HDL LDL CK-MB	HDL LDL CK-MB CALIBRATOR
95013	1 x 10 ml	Contrôle Normal et Pathologique	Normal and Pathological Control
95023	1 x 10 ml	ALCOOL AMMONIAC BICARBONATE	AMMONIA ALCOHOL BICARBONATE
95012	1 x 10 mL	Contrôle urinaire Taux 1 et Taux 2	Urinary Control Level 1 and Level 2
95315	Qsp 100 tests	KIT CALCULS URINAIRES Contrôles Positifs et Négatifs	STONE ANALYSIS SET Positive and Negative Controls
95801	1 x 3 mL	Calibrant LIPASE	LIPASE Calibrator
95089	6 x 0,5 mL	G6-PDH Contrôle normal (hémolysat humain lyophilisé)	G6-PDH Normal control (Lyophilised human hemolysed blood)
95289	6 x 0,5 mL	G6-PDH Contrôle Déficient (hémolysat humain lyophilisé)	G6-PDH Deficient Control (Lyophilised human hemolysed blood)



Découvrez nos autres gammes !

Discover our other ranges!



Coagulation
Coagulation



Tests sur lame
Slide tests

BIOLABO
GROUP



Abliance

BIOLABO S.A.S.

Les Hautes Rives F-02160 Maizy (France)

Tel. +33 (0) 323 251 550

www.biolabo.fr

sales@biolabo.fr

support@biolabo.fr

Distributeur :

Distributor:

Photos non contractuelles / Non contractual photos

version: 08/11/2019